

Import av koder fra Norsk Laboratorieverk

Veileder

Publisert

Benedicte Bognø Brakstad

20.08.2021



ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE

© 2021 DIPS Front AS.
All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of DIPS Front AS.

DIPS Front
Trollhaugmyra 15
5353 Straume
Norway
dips.no/front
+47 75 59 20 00

Innhold

1	Rutiner.....	1
2	Registrering av tekstkatalog.....	1
3	Laste ned tilsendt kodeverkfil.....	2
4	Importere NLK	2
4.1	Oppstart	2
4.2	Importere NLK	3

1 Rutiner

Det er viktig at det er en egen, dedikert person som må ha ansvar for å vedlikeholde dette to ganger i måneden. Om det er endringer i hvem som skal motta e-posten, meld dette som en supportsak eller send en epost til postdipsfront@dips.no.

Legg ved følgende informasjon:


- Gjelder: Laboratoriekodeverk i CosDoc (NLK)
- Person som skal stå på e-post liste; Navn, kommune og e-post adresse
- Eventuelt legg med navn på hvilken person som ikke skal stå på mottaker-listen lenger

2 Registrering av tekstkatalog

Katalog for vareregister registreres ved å velge menyvalg:

Innstillinger - Administrasjon - System - Tekstkatalog.

Registrer katalogen for NLK med objekt = NLK_kodeverk. Standard katalog ved installasjon i nye kommuner er: <\\minserver\program\cosdoc\laboratoriekodeverk>



3 Laste ned tilsendt kodeverkfil


Det er ikke satt noen standard på hvor ofte dette blir oppdatert, men vi vil sende ut informasjon om dette sammen med NAF vareregister om dere skal gjøre noen oppdateringer. Dette sendes på e-post til dem som skal motta denne.

I e-posten er det en lenke til en fil dere går inn på. Der ligger det en Zip-pakke som har navn på formen "yymm_1".

- Den tilsendte zip-filen, pakkes ut og legges på katalogen for laboratoriekodeverk. F.eks skal pakken "yymm_1", legges slik at katalogstien i eksempelet blir: \\minserver\program\cosdoc\laboratoriekodeverk\yymm_1

Om dere er usikre på hvilken fil dette skal legges i, kan dere gå til *Innstillinger – Administrasjon – System – Tekstkatalog*.

Let frem NLK_kodeverk, i kolonnen for «katalog» vil da stien til korrekt fil vises hvor zip-filen skal pakkes ut.




4 Importere NLK

4.1 Oppstart

Du kommer inn i bildet for import av vareregister fra *Innstillinger – Administrasjon – Journal – NLK – Importert fra fil*.

Så lenge dere har lagret og pakke ut zip-filen, vil CosDoc automatisk hente inn nye kataloger, slik at linjer for disse kommer fram i oversikten.



4.2 Importere NLK

Dersom CosDoc har funnet kataloger som er klare til import, vil dette vise på statuslinjen nederst i bildet. Dersom du har pakket ut en filsendning og ikke får fram importmuligheten, ligger sannsynligvis katalogene feil i forhold til standarden. Se punkt «Legge på plass...»

Dette bildet vises:

	Katalog	Registrert	Importert	Type	Avdeling	Bruker	RevNr
<input checked="" type="checkbox"/>	1606_1	30.05.2016		TOTAL			
<input type="checkbox"/>	1605_1	26.05.2016	26.05.2016	TOTAL	MK	SYS	14
<input type="checkbox"/>	1604_1	26.05.2016	26.05.2016	TOTAL	MK	SYS	13
<input type="checkbox"/>	1603_1	25.04.2016	25.04.2016	TOTAL	MK	SYS	12
<input type="checkbox"/>	1601_1	25.04.2016	25.04.2016	INGEN IMPORT	MK	SYS	1

Kun nye revisjoner er tilgjengelig for innlesing. Trykk Importer. Prøvekodene blir importert og påført kodeverks-id, prøvetype og lagt i hovedgruppe. Prøvekoder med kodeverk 107280 (NLK) er låst for manuelle endringer.